


КАТАЛОГ «УРОЛОГІЯ»

Элементы комплекта:

- 1 - катетер типа Pigtail
- 2 - двух частная игла 18Gx70 см
- 3 - фиксирующий ободок
- 4 - скальпель
- 5 - шприц 10 мл




| Reference | Catheter - size | Catheter length | Needle size |
|------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| ZCYS 9F | 9 F | 45 cm | 9F / 80 mm |
| ZCYS 12F | 12 F | 45 cm | 12F / 120 mm |
| ZCYS 14F | 14 F | 45 cm | 14F / 120 mm |

Предназначен для проведения надлобковой фистулы пункционным методом

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧРЕЗКОЖНОЙ НЕФРОСТОМИИ КОМПЛЕКТ французского типа

Элементы комплекта:

- 1 - троакарная игла / рентгеноконтрастная / 5F x 29 см
- 2 - мягкий проводник .035" x 60 см с загнутым концом
- 3 - проводник LUNDERQUIST "J" 0,38" x 80
- 4 - мягкая соединительная трубка 25 см
- 5 - одноходовой краник
- 6 - дилататоры
- 7 - катетер пигтейл




| Reference | PIGTAIL catheter size/length | Dilatators size /length |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| SNEPHRO 5F – for children | 5F / 25 cm | ----- |
| SNEPHRO 8F – for adults | 8F / 30 cm | 6F, 8F / 20 cm |
| SNEPHRO 9F - for adults | 9F / 30 cm | 7F, 9F / 20 cm |

*КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧРЕЗКОЖНОЙ НЕФРОСТОМИИ (НЕФРОСТОМ тип французский).
Предназначен для проведения нефростомической фистулы пункционным методом*

Элементы комплекта:


- 1 - катетер типа Pigtail, диаметр петли: 2 см или 4 см
- 2 - проводник 90 см
- 3 - мандрен устройство для проталкивания катетера
- 4 - зажимы



| Reference | Catheter size | Distance between loops | Bladder loop diameter |
|--------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| ZSWM 4F 16/4 | 4 F | 16 cm | 4 cm |
| ZSWM 4F 18/4 | 4 F | 18 cm | 4 cm |
| ZSWM 4F 20/4 | 4 F | 20 cm | 4 cm |
| ZSWM 5F 24/4 | 5 F | 24 cm | 4 cm |
| ZSWM 5F 26/4 | 5 F | 26 cm | 4 cm |
| ZSWM 5F 28/4 | 5 F | 28 cm | 4 cm |
| ZSWM 5F 30/4 | 5 F | 30 cm | 4 cm |
| ZSWM 6F 24/4 | 6 F | 24 cm | 4 cm |
| ZSWM 6F 26/4 | 6 F | 26 cm | 4 cm |
| ZSWM 6F 28/4 | 6 F | 28 cm | 4 cm |
| ZSWM 6F 30/4 | 6 F | 30 cm | 4 cm |
| ZSWM 7F 24/4 | 7 F | 24 cm | 4 cm |
| ZSWM 7F 26/4 | 7 F | 26 cm | 4 cm |

Элементы комплекта:

- 1 - катетер типа Pigtail, диаметр петли: 2 см или 4 см
- 2 - проводник 90 см
- 3 - мандрен устройство для проталкивания катетера
- 4 - зажимы



| Reference | Catheter size | Distance between loops | Bladder loop diameter |
|--------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| ZSWM 4F 16/4 | 4 F | 16 cm | 4 cm |
| ZSWM 4F 18/4 | 4 F | 18 cm | 4 cm |
| ZSWM 4F 20/4 | 4 F | 20 cm | 4 cm |
| ZSWM 5F 24/4 | 5 F | 24 cm | 4 cm |
| ZSWM 5F 26/4 | 5 F | 26 cm | 4 cm |
| ZSWM 5F 28/4 | 5 F | 28 cm | 4 cm |
| ZSWM 5F 30/4 | 5 F | 30cm | 4 cm |
| ZSWM 6F 24/4 | 6 F | 24 cm | 4 cm |
| ZSWM 6F 26/4 | 6 F | 26 cm | 4 cm |
| ZSWM 6F 28/4 | 6 F | 28 cm | 4 cm |
| ZSWM 6F 30/4 | 6 F | 30 cm | 4 cm |
| ZSWM 7F 24/4 | 7 F | 24 cm | 4 cm |
| ZSWM 7F 26/4 | 7 F | 26 cm | 4 cm |

КАТЕТЕР СТЕНТ для мочевыводящих путей - Тип двойной pigtail



Катетер используется для дренажа верхних мочевыводящих путей. Используется при нарушении работы мочеточников из-за присутствия камней, при блокировке мочеточников, или при внешнем их сжатии.


Катетер Pigtail действует как внутреннее приспособление для вывода мочи предотвращая ее отток назад и тем самым помогает избежать попадания инфекции.

для операционного введения надо заказывать катетер с двумя закрытыми концами

КАТЕТЕР МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ - типы: NELATON, OLIVKA, COUWELAIRE

- 1 - Nelaton
- 2 - Tiemann
- 3 - Couvelaire
- 4 - Olive
- 5 - Zeiss


Данные катетеры используются для радиологических исследований, эндоскопии, и внешнего дренажа мочевыводящих путей. Катетеры имеют сантиметровую шкалу.



| TYPE | | | | | Catheter size | Catheter length |
|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------------|-----------------|
| NELATON | OLIVE | COUVELAIRE | TIEMANN | ZEISS | | |
| Reference | Reference | Reference | Reference | Reference | | |
| KMN 3F | KMO 3F | KMC 3F | KMT 3F | - | 3F | 70 cm |
| KMN 4F | KMO 4F | KMC 4F | KMT 4F | - | 4F | 70 cm |
| KMN 5F | KMO 5F | KMC 5F | KMT 5F | - | 5F | 70 cm |
| KMN 6F | KMO 6F | KMC 6F | KMT 6F | KMZ 6F | 6F | 70 cm |
| KMN 7F | KMO 7F | KMC 7F | KMT 7F | KMZ 7F | 7F | 70 cm |
| KMN 8F | KMO 8F | KMC 8F | KMT 8F | KMZ 8F | 8F | 70 cm |



| Reference | Catheter size | Catheter - length | Hub colour |
|-----------|---------------|-------------------|------------|
| KUN 6F | 6 F | 40 cm | green |
| KUN 8F | 8 F | 40 cm | blue |
| KUN 10F | 10 F | 40 cm | black |
| KUN 12F | 12 F | 40 cm | white |
| KUN 14F | 14 F | 40 cm | green |
| KUN 16F | 16 F | 40 cm | orange |
| KUN 18F | 18 F | 40 cm | red |
| KUN 20F | 20 F | 40 cm | yellow |
| KUN 22F | 22 F | 40 cm | blue |
| KUN 24F | 24 F | 40 cm | blue |
| KUN 26F | 26 F | 40 cm | blue |



| Reference | Catheter size | Catheter length |
|------------------|----------------------|------------------------|
| KKCM 6F/40 | 6 F | 40 cm |
| KKCM 7F/40 | 7 F | 40 cm |
| KKCM 8F/40 | 8 F | 40 cm |
| KKCM 9F/40 | 9 F | 40 cm |

Имеет конец с оливой.

B | BRAUN

SHARING EXPERTISE

Нефрофикс/Нефрофикс Церто

Чрескожная нефростомия

Нефрофикс/Нефрофикс Церто — наборы для чрескожной нефростомии



- Катетер из полиуретана **Цертон**, длина 40 см
 - цветовая кодировка диаметра, метки длины
 - боковые отверстия, закругленный наконечник, Rg-контрастный
- Трехсоставная пункционная игла с регулируемой глубиной прокола
- Шприц Омнификс 10 мл, Люэр Лок
- Дилататоры: Rg-контрастные, расщепляемый пластиковый чехол
- Линейка, скальпель Катфикс
- Проводник из нержавеющей хромоникелевой стали:
 - Нефрофикс:** – регулируемый гибкий наконечник
 - подвижный сердечник, разметка по длине
 - Нефрофикс Церто** (проводник Ландеркюста):
 - проводник Цертогайд J3
 - гибкий наконечник, жесткая основа (300 мм), гибкая концевая часть

| Размер Ch | Катетер мм | Пункционная игла мм | Проводник мм | Дилататоры шт | Упаковка, шт. | Кат. № |
|--|------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------|
| Нефрофикс — базовые наборы с пункционной канюлей для постановки по принципу Браунюли | | | | | | |
| 8 | 2,8 | 1,5 x 220 | 0,9 x 900 | 1 | 5 | 4435087 |
| 11 | 3,8 | 1,5 x 220 | 0,9 x 900 | 2 | 5 | 4435117 |
| 14 | 4,6 | 1,5 x 220 | 0,9 x 900 | 3 | 5 | 4435141 |
| Нефрофикс Церто — базовые наборы с проводником Цертогайд | | | | | | |
| 8 | 2,8 | 1,3 x 220 | 0,9 x 900 | 1 | 5 | 4435583 |
| 11 | 3,8 | 1,3 x 220 | 0,9 x 900 | 2 | 5 | 4435613 |
| 14 | 4,6 | 1,3 x 220 | 0,9 x 900 | 3 | 5 | 4435648 |
| Нефрофикс/Нефрофикс Церто — сменные наборы с катетером Цертон, проводником, дилататором и расщепляемым чехлом | | | | | | |
| 8 | 2,8 | | 0,9 x 900 | 1 | 5 | 4436083 |
| 11 | 3,8 | | 0,9 x 900 | 1 | 5 | 4436113 |

- Вверх -

Нефрофикс Церто

Чрескожная нефростомия

Нефрофикс Церто — наборы с баллонным катетером



- Баллонный катетер из силикона, длина 40 см (без коннектора):
 - объем баллона 5 мл
 - цветовая кодировка диаметра, центральное округлое отверстие
 - два боковых отверстия перед баллоном, одно – позади баллона
- Проводник Цертогайд J-3 из нержавеющей хромоникелевой стали (проводник Ландеркюста)
 - гибкий наконечник, жесткая основа (300 мм), гибкая концевая часть
- Трехсоставная пункционная игла с разметкой глубины прокола
- Шприц Омнификс 10 мл, Люэр Лок
- Дилататоры: Rg-контрастные, расщепляемый пластиковый чехол (дилататор 14Ch)
- Линейка, скальпель Катфикс

| Размер Ch | Катетер мм | Пункционная игла мм | Проводник мм | Дилататоры шт | Упаковка, шт. | Кат. № |
|---|------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------|
| Нефрофикс Церто — базовые наборы с баллонным катетером | | | | | | |
| 12 | 4,0 | 1,3 x 220 | 0,9 x 900 | 3 | 5 | 4435745 |
| Нефрофикс — сменные наборы с баллонным катетером, проводником, дилататором и расщепляемым чехлом | | | | | | |
| 12 | 4,0 | | 0,9 x 900 | 1 | 5 | 4436741 |
| Нефрофикс проводник | | | | | | |
| | | | 0,9 x 900 | | 10 | 4435516 |

Урекат — наборы для ретроградного и антеградного стентирования мочеточника



- Катетер из полиуретана **Цертон**
 - боковые отверстия, окрашенные метки расстояния
 - закругленный со стороны почки наконечник (20 мм)
 - Rg-контрастный по всей длине
- Стальной проводник с пластиковым покрытием
- Фиксирующий зажим, заглушка, интродьюсер (толкатель), карточка пациента
- Двойная стерильная упаковка

| Цвет | Диаметр катетера | | Длина прямой части катетера, см | Закругление со стороны мочевого пузыря, мм | Проводник мм | Упаковка, шт. | Кат. № |
|---|------------------|-----|---------------------------------|--|--------------|---------------|---------|
| | Ch | мм | | | | | |
| Наборы для ретроградного стентирования мочеточника, катетер с наконечником Тиманна, открыт со стороны мочевого пузыря | | | | | | | |
| зеленый | 6,0 | 2,1 | 20,0 | 4 | 1,1 x 900 | 10 | 4431057 |
| зеленый | 6,0 | 2,1 | 25,0 | 4 | 1,1 x 900 | 10 | 4431073 |
| зеленый | 6,0 | 2,1 | 27,5 | 4 | 1,1 x 900 | 10 | 4431081 |
| зеленый | 6,0 | 2,1 | 30,0 | 4 | 1,1 x 900 | 10 | 4431090 |
| красный | 7,5 | 2,5 | 20,0 | 4 | 1,1 x 900 | 10 | 4431103 |
| красный | 7,5 | 2,5 | 25,0 | 4 | 1,1 x 900 | 10 | 4431111 |
| красный | 7,5 | 2,5 | 27,5 | 4 | 1,1 x 900 | 10 | 4431120 |
| красный | 7,5 | 2,5 | 30,0 | 4 | 1,1 x 900 | 10 | 4431138 |
| синий | 9,0 | 2,9 | 25,0 | 4 | 1,1 x 900 | 10 | 4431316 |
| Наборы для ретроградного стентирования мочеточника для ЭУВЛ и педиатрии, катетер с наконечником Тиманна, открыт со стороны мочевого пузыря, экстубационная нить | | | | | | | |
| желтый | 5 | 1,7 | 20,0 | 2 | 0,6 x 900 | 10 | 4430921 |
| желтый | 5 | 1,7 | 25,0 | 2 | 0,6 x 900 | 10 | 4430930 |
| желтый | 5 | 1,7 | 27,5 | 2 | 0,6 x 900 | 10 | 4430948 |
| желтый | 5 | 1,7 | 30,0 | 2 | 0,6 x 900 | 10 | 4430956 |
| Наборы для ретроградного стентирования мочеточника, катетер с закругленным наконечником, открыт со стороны мочевого пузыря | | | | | | | |
| красный | 7,5 | 2,5 | 20,0 | 4 | 1,1 x 900 | 10 | 4431200 |
| красный | 7,5 | 2,5 | 25,0 | 4 | 1,1 x 900 | 10 | 4431219 |
| красный | 7,5 | 2,5 | 27,5 | 4 | 1,1 x 900 | 10 | 4431227 |
| Наборы для антеградного стентирования мочеточника, катетер с закругленным наконечником, закрыт со стороны мочевого пузыря | | | | | | | |
| красный | 7,5 | 2,5 | 20,0 | 4 | 1,1 x 900 | 10 | 4431600 |
| красный | 7,5 | 2,5 | 25,0 | 4 | 1,1 x 900 | 10 | 4431618 |
| красный | 7,5 | 2,5 | 27,5 | 4 | 1,1 x 900 | 10 | 4431626 |
| Наборы для ретроградного стентирования по Сельдингеру, катетер открыт с двух сторон, проводник из покрытой тефлоном нержавеющей стали с гибким округлым кончиком, одна сторона прямая, другая — J3 | | | | | | | |
| зеленый | 6,0 | 2,1 | 25,0 | 2 | 0,9 x 1500 | 10 | 4437497 |
| зеленый | 6,0 | 2,1 | 27,5 | 2 | 0,9 x 1500 | 10 | 4437500 |
| красный | 7,5 | 2,5 | 25,0 | 2 | 0,9 x 1500 | 10 | 4437535 |
| красный | 7,5 | 2,5 | 27,5 | 2 | 0,9 x 1500 | 10 | 4437543 |

Урекат — наборы для трансуретрального дренижа почки



- катетер из полиуретана **Цертон**, длина 70 см
 - окрашенные метки расстояния
 - боковые отверстия до 20 см
 - скругленный наконечник со стороны почки (20 мм)
 - полностью Rg-контрастный
- проводник из нержавеющей стали, с пластиковым покрытием
- зажим для фиксации, заглушка
- карточка пациента

| Размер Ch | Катетер мм | Проводник мм | Упаковка, шт. | Кат. № |
|-----------|------------|--------------|---------------|---------|
| 6,0 | 2,0 | 1,1 x 900 | 10 | 4432002 |
| 7,5 | 2,3 | 1,1 x 900 | 10 | 4432010 |
| 9,0 | 2,9 | 1,1 x 900 | 10 | 4432029 |

Мочеточниковые катетеры для трансуретрального дренижа почки



- катетер из полиуретана **Цертон**, длина 100 см
 - цветовая маркировка диаметра
 - боковые отверстия до 4 см
 - прямой наконечник со стороны почки (20 мм)
 - полностью Rg-контрастный
- проводник из нержавеющей стали, с пластиковым покрытием
- зажим для фиксации, заглушка
- карточка пациента

| Размер Ch | Катетер мм | Проводник мм | Упаковка, шт. | Кат. № |
|-----------|------------|--------------|---------------|---------|
| 4 | 1,3 | 1,1 x 900 | 10 | 4432690 |
| 6 | 2,0 | 1,1 x 900 | 10 | 4432703 |
| 8 | 2,9 | 1,1 x 900 | 10 | 4432711 |
| 10 | 3,3 | 1,1 x 900 | 10 | 4432720 |

Винтовые коннекторы для трансуретральных катетеров с коническим соединителем, 28Ch

| | | | | |
|-----------------------|---------|-------------|----|---------|
| Конический наконечник | зеленый | для 6–12 Ch | 50 | 4423186 |
|-----------------------|---------|-------------|----|---------|

Цистофикс

Надлобковый дренаж мочевого пузыря

Цистофикс — наборы для надлобкового дренажа, интра- и послеоперационного лаважа мочевого пузыря



Цистофикс — базовый набор

- катетер из полиуретана **Цертон**, длина 65 см
 - скользящий зажим
 - цветная маркировка по длине, боковые дренажные отверстия
 - закругленный наконечник (30 мм)
- расщепляемая металлическая канюля для пункции
- фиксирующая пластина (только для Ch. 10)
- пакет для сбора мочи 1,5 л
- 7 отверстий на катетере



Цистофикс — сменный набор

- катетер — см. базовый набор
- проводник, 1,1 x 1000 мм, из нержавеющей хромоникелевой стали
 - гибкий наконечник, жесткий стержень
 - маркировка длины
- фиксирующая пластина (только 10Ch)
- 7 отверстий на катетере



Цистофикс — базовый набор с баллонным катетером

- катетер из силикона; 12Ch
 - объем баллона 5 мл
 - цветовая маркировка по длине
 - центральное атравматическое отверстие
- расщепляемая металлическая канюля для пункции
- катетерная заглушка
- 3 отверстия на катетере

- Вверх -

Цистофикс

Надлобковый дренаж мочевого пузыря

Цистофикс — наборы для надлобкового дренажа, интра- и послеоперационного лаважа мочевого пузыря



Цистофикс — сменный набор с баллонным катетером

- катетер из силикона; 12Ch
 - объем баллона 5 мл
 - цветовая маркировка по длине
 - центральное атравматическое отверстие
- проводник 1,1 x 1000 мм, из нержавеющей хромоникелевой стали
 - гибкий наконечник, жесткий стержень
 - маркировка длины
- катетерная заглушка
- 3 отверстия на катетере



Многоразовый металлический дилататор

Цистофикс — сменный дилатационный набор с баллонным катетером (от 10 до 12 Ch)

- катетер из силикона; 12Ch
 - объем баллона 5 мл
 - цветовая маркировка по длине
 - центральное атравматическое отверстие
- проводник 1,1 x 1000 мм, из нержавеющей хромоникелевой стали
 - гибкий наконечник, жесткий стержень
 - маркировка длины
- удаляемый расщепляющийся интродьюсер
- катетерная заглушка
- 3 отверстия на катетере
- многоразовый металлический дилататор (поставляется отдельно)



Цистофикс TUR — набор для интра- и послеоперационного лаважа

- катетер из полиуретана **Цертон**, длина 65 см
 - сдвижной зажим
 - цветовая маркировка по длине
 - множественные отверстия
 - закрытый скругленный наконечник (40 мм)
 - расщепляемая металлическая канюля для пункции
 - 3 отверстия на катетере
- **Вверх** -

Цистофикс

Надлобковый дренаж мочевого пузыря

Цистофикс — наборы для надлобкового дренажа, интра- и послеоперационного лаважа мочевого пузыря



Цистофикс Пед — педиатрический набор

- катетер из полиуретана **Цертон**, длина 50 см, Ch10
 - сдвижной зажим
 - цветовая маркировка по длине, боковые дренажные отверстия
 - закругленный открытый наконечник (30 мм)
- расщепляемая металлическая канюля для пункции (с установленным ограничителем для контроля глубины введения)
- фиксатор катетера, пакет для мочи
- 7 отверстий на катетере



Цистофикс Минипед — неонатальный набор

- катетер из полиуретана **Цертон**, длина 50 см, Ch5
 - сдвижной зажим
 - цветовая маркировка по длине, боковые дренажные отверстия
 - закругленный открытый наконечник (20 мм)
- Сплиттокан (расщепляемая Браунюля) размер 3 (2,35 x 50 мм)
- стилет
- адаптер с винтовой резьбой
- 5 отверстий на катетере



Цистофикс Минипед — сменный набор

- катетер — см. выше
- проводник, 0,6 x 900 мм из нержавеющей хромоникелевой стали
 - гибкий наконечник, жесткий стержень
- фиксирующая пластина (только для 10Ch)
- 7 отверстий на катетере

Цистофикс

Надлобковый дренаж мочевого пузыря

| | Катетер | | | | Проводник, мм | Канюля длина, см | Упаковка, шт. | Кат. № |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|---------|
| | диаметр | | Длина, см | наконечник | | | | |
| | F | мм | | | | | | |
|  | Цистофикс — базовые наборы с пакетом для мочи 1,5 л | | | | | | | |
| | 10 | 2,9 | 65 | закругл., Ø 3 см | | 8 | 25 | 4440056 |
| | 10 | 2,9 | 65 | закругл., Ø 3 см | | 12 | 25 | 4440129 |
| | 15 | 4,8 | 65 | закругл., Ø 4 см | | 12 | 25 | 4440153 |
| | Цистофикс — сменные наборы | | | | | | | |
| | 10 | 2,9 | 65 | закругл., Ø 3 см | 1,1 x 1000 | | 25 | 4441001 |
| | 15 | 4,8 | 65 | закругл., Ø 4 см | 1,1 x 1000 | | 25 | 4441150 |
| | Цистофикс — базовые наборы с пакетом для сбора мочи 2,0 л с невозвратным клапаном и сливом | | | | | | | |
| | 10 | 2,9 | 65 | закругл., Ø 3 см | | 8 | 25 | 4442059 |
| | 10 | 2,9 | 65 | закругл., Ø 3 см | | 12 | 25 | 4442121 |
| | 15 | 4,8 | 65 | закругл., Ø 4 см | | 12 | 25 | 4442156 |
| |  | Цистофикс — базовые наборы с баллонным катетером | | | | | | |
| 12 | | 4,0 | 40 | прямой | | 12 | 25 | 4440250 |
| 12 | | 4,0 | 53 | закругленный | | 12 | 10 | 4440455 |
| Цистофикс — сменные наборы с баллонным катетером | | | | | | | | |
| 12 | | 4,0 | 40 | прямой | 1,1 x 1000 | | 25 | 4441257 |
| 12 | | 4,0 | 53 | закругленный | 1,1 x 1000 | | 10 | 4441451 |
| Цистофикс — сменный дилатационный набор с баллонным катетером и пластиковым дилататором с расщепляемым пластиковым чехлом | | | | | | | | |
| 12 | | 4,0 | 40 | прямой | 1,1 x 1000 | пластиковый дилататор* | 25 | 4441117 |
| 16 | 5,3 | 43 | закругленный | 1,1 x 1000 | без дилататора* | 10 | 4441338 | |
|  | Цистофикс Пед — базовый набор для педиатрии с пакетом для мочи 1,5 л | | | | | | | |
| | 10 | 2,9 | 50 | закругленный | | 5 | 25 | 4440013 |
| | Цистофикс Минипед — базовый набор для неонатологии | | | | | | | |
| | 5 | 1,7 | 50 | закругл., Ø 2 см | | 5 | 10 | 4441036 |
| | Цистофикс Минипед — сменный набор для неонатологии | | | | | | | |
| 5 | 1,7 | 50 | закругл., Ø 2 см | 0,6 x 900 | | 10 | 4441230 | |
|  | Цистофикс ТУР — базовый набор для интра- и послеоперационного лаважа | | | | | | | |
| | 15 | 4,8 | 65 | закругл., Ø 2 см | | 12 | 10 | 4441354 |

* Многоразовый металлический дилататор (кат. № 4441346) поставляется отдельно

- Вверх -

Уреофикс 111

Сбор и измерение объема мочи

Уреофикс 111 — закрытая система для сбора мочи со сливным краном



- Коннектор с портом для взятия проб, трубка со скользящим зажимом
- Камера Пастера с воздушным клапаном
- Прозрачная капельная камера
- Различные варианты фиксации системы с помощью крючков или шнура
- Мочеприемник с воздушным клапаном и широким сливным отверстием
- Стерильно

| Наименование | Описание | Упаковка, шт. | Кат. № |
|---------------------|---|---------------|---------|
| Уреофикс 111 | | | |
| Уреофикс 111 | пакет 2,0 л, соединительная трубка 100 см | 25 | 4413229 |
| Уреофикс 111 | пакет 2,0 л, соединительная трубка 120 см | 25 | 4413237 |
| Уреофикс 111 | пакет 4,0 л, соединительная трубка 100 см | 25 | 4413326 |
| Уреофикс 111 | пакет 4,0 л, соединительная трубка 100 см, груша для промывания после ТУР | 25 | 4413423 |
| Аксессуары | | | |
| | зажим для фиксации дренажных и измерительных систем Уреофикс | 100 | 4411404 |
| | фиксирующая пластина для Уреофикс 111 и мочевых пакетов | 100 | 4410602 |

Уреофикс 500 классик

Сбор и измерение объема мочи

Уреофикс 500 классик — закрытая система для измерения объема мочи со сменным пакетом или сливным краном



Уреофикс 500 классик со сменным пакетом



Уреофикс 500 классик со сменным пакетом со сливным краном

- Камера Пастера с воздушным каналом и антирефлюксным клапаном
- Соединительная трубка входит в камеру по углом 45° -> не перегибается
- Два защищенных воздушных фильтра для капельной камеры и измерительной камеры
- Байонетное соединение с пакетами для безопасного опорожнения без протечек
- Измерительная камера
 - две камеры для точного измерения от 0 до 50 мл и от 50 до 150 мл
 - барьер против переполнения с первой измерительной камеры
 - общий объем измерения 500 мл
 - прецизионная шкала
 - поворотный клапан без латекса с гладкой поверхностью и символами «крест» и «стрела»
- Гибкий подвес с интегрированным крючком, фиксирующими полосками или специальными адаптерами типа «штекер – разъем»



Преимущества пользователя

- снижение риска инфекции мочевого тракта
- улучшенная система опорожнения
- не содержит латекс
- простое и безопасное подвешивание

| Наименование | Описание | Трубка, см | Упаковка, шт. | Кат. № |
|--|--|------------|---------------|---------|
| Уреофикс 500 классик | | | | |
| Уреофикс 500 классик | сменный пакет 1,5 л | 120 | 10 | 4417910 |
| Уреофикс 500 классик | сменный пакет 1,5 л | 170 | 10 | 4417920 |
| Уреофикс 500 классик | пакет со спускным краном 2,0 л и антирефлюксным клапаном | 120 | 10 | 4417930 |
| Уреофикс 500 классик | пакет со спускным краном 2,0 л и антирефлюксным клапаном | 170 | 10 | 4417940 |
| Пакеты для Уреофикс 500 классик | | | | |
| | сменный пакет 1,5 л со сдвижным зажимом | | 100 | 4417534 |
| | сменный пакет 3,5 л со сдвижным зажимом | | 100 | 4417542 |
| | пакет со спускным краном 2,0 л и антирефлюксным клапаном | | 100 | 4417550 |
| Пакеты для Уреофикс 500 классик | | | | |
| | фиксирующая пластина | | 25 | 4417780 |
| | кроватьный адаптер Hill-ROM* | | 5 | 4417798 |

* по специальному заказу

- Вверх -

Уреофикс 500 N

Сбор и измерение объема мочи

Уреофикс 500 N — закрытая система для измерения объема мочи со сменным пакетом или сливным краном



Преимущества пользователя

- снижение риска инфекции мочевого тракта
- инновационный поворотный механизм позволяет опорожнить камеру быстро и просто
- точная шкала обеспечивает полный контроль
- компактный дизайн обеспечивает полную интеграцию камеры Пастера в измерительную емкость, что снижает общую высоту системы и улучшает опорожнение
- коннектор с самозатягивающимся портом для забора проб мочи
- соединительная трубка со сдвижным зажимом
- камера Пастера с капельницей и антирефлюксным клапаном
- быстрое опорожнение поворотом крана
- запатентованная система крепления

| Наименование | Описание | Трубка, см | Упаковка, шт. | Кат. № |
|--|--|------------|---------------|---------|
| Уреофикс 500 N | | | | |
| Уреофикс 500 N | сменный пакет 1,5 л | 120 | 10 | 4417500 |
| Уреофикс 500 N | сменный пакет 1,5 л | 170 | 10 | 4417502 |
| Уреофикс 500 N | пакет со спускным краном 2,0 л и антирефлюксным клапаном | 120 | 10 | 4417518 |
| Уреофикс 500 N | пакет со спускным краном 2,0 л и антирефлюксным клапаном | 170 | 10 | 4417569 |
| Уреофикс 500 N | порт для забора проб, пакет со спускным краном 2,0 л и антирефлюксным клапаном | 120 | 10 | 4417577 |
| Уреофикс 500 N | порт для забора проб, пакет со спускным краном 2,0 л и антирефлюксным клапаном | 170 | 10 | 4417585 |
| Пакеты для Уреофикс 500 классик | | | | |
| | сменный пакет 1,5 л со сдвижным зажимом | | 100 | 4417534 |
| | сменный пакет 3,5 л со сдвижным зажимом | | 100 | 4417542 |
| Аксессуары для Уреофикс 500 классик | | | | |
| | фиксирующая пластина | | 100 | 4417780 |

Трансуретральные катетеры

Катетеры для дренажа мочевого пузыря

Катетеры Нелатона/Катетеры Тимманна/Женские катетеры

| Наименование | | Размер, Ch | Длина, см | Упаковка, шт. | Кат. № |
|--|----|------------|-----------|---------------|--------|
| Катетеры Нелатона | | | | | |
|  <ul style="list-style-type: none"> ■ цветовая кодировка коннектора ■ закрытый округлый наконечник с двумя боковыми отверстиями ■ стерильно | 8 | 40 | 100 | 4320085 | |
| | 10 | 40 | 100 | 4320107 | |
| | 12 | 40 | 100 | 4320123 | |
| | 14 | 40 | 100 | 4320140 | |
| | 16 | 40 | 100 | 4320166 | |
| | 18 | 40 | 100 | 4320182 | |
| | 20 | 40 | 100 | 4320204 | |
| Катетеры Тимманна | | | | | |
|  <ul style="list-style-type: none"> ■ цветовая кодировка коннектора ■ особая форма наконечника ■ закрытый округлый наконечник с двумя боковыми отверстиями ■ стерильно | 8 | 40 | 100 | 4311086 | |
| | 10 | 40 | 100 | 4311108 | |
| | 12 | 40 | 100 | 4311124 | |
| | 14 | 40 | 100 | 4311140 | |
| | 16 | 40 | 100 | 4311167 | |
| | 18 | 40 | 100 | 4311183 | |
| | 20 | 40 | 100 | 4311205 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ цветовая кодировка коннектора ■ мягкий наконечник: гибкий, более мягкий, чем трубка ■ два боковых отверстия ■ стерильно | 12 | 40 | 100 | 4562127 | |
| | 14 | 40 | 100 | 4562143 | |
| | 16 | 40 | 100 | 4562160 | |
| | 18 | 40 | 100 | 4562186 | |
| | 20 | 40 | 100 | 4562208 | |
| Женские катетеры | | | | | |
|  <ul style="list-style-type: none"> ■ цветовая кодировка коннектора ■ закрытый округлый наконечник с двумя боковыми отверстиями ■ стерильно | 8 | 18 | 100 | 4340086 | |
| | 10 | 18 | 100 | 4340108 | |
| | 12 | 18 | 100 | 4340124 | |
| | 14 | 18 | 100 | 4340140 | |
| | 16 | 18 | 100 | 4340167 | |
| | 18 | 18 | 100 | 4340183 | |

BALTON

Производитель Медицинской Аппаратуры